

PHỤ LỤC
HIỆU CHUẨN 121⁰ C - ÁP SUẤT VÀ
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ ÁP LỰC CAO

STT	Danh mục thiết bị	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Tên thiết bị	Ghi chú yêu cầu kiểm định theo quy định tại
1	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao	- Kiểm định an toàn: Thân nồi, siêu âm, van đồng hồ áp, lý lịch	Cái	01	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao \geq 700 lít (2 cửa) - Shinva Medical - MAST-V - 202500510	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 07-2026/BLĐTBXH
		- Hiệu chuẩn 121 ⁰ C và áp suất	Cái	01		
2	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao	- Kiểm định an toàn: Thân nồi, siêu âm, van đồng hồ áp, lý lịch	Cái	01	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao \geq 700 lít (2 cửa) - Shinva Medical - MAST-V - 202500511	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 07-2026/BLĐTBXH
		- Hiệu chuẩn 121 ⁰ C và áp suất	Cái	01		
3	Nồi hấp tiệt trùng	- Kiểm định an toàn: Thân nồi, siêu âm, van đồng hồ áp, lý lịch	Cái	01	Nồi hấp tiệt trùng- Sturdy - SA-600A - 150417015-001	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 07-2026/BLĐTBXH
		- Hiệu chuẩn 121 ⁰ C và áp suất	Cái	01		
4	Bình khí nén	Kiểm định an toàn: van, đồng hồ áp	Cái	01	Bình khí nén của Hệ thống nén khí trung tâm	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 07-2026/BLĐTBXH